


LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA

Los lápices desechables para electrocirugía con control de mano, son muy confiables durante los procedimientos de electrocirugía. Su impermeabilidad está garantizada gracias a un sello especial de silicón (o-ring) que no permite ninguna filtración de líquidos y protege al operador de posibles descargas eléctricas. El "click" audible del interruptor asegura la identificación inmediata de su activación. El conector visual tipo Valleylab permite utilizar los lápices con gran variedad de dispositivos electroquirúrgicos que usen este conector estándar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
FD100L	Lápiz para electrocirugía PREMIUM monopolar para corte y coagulación	C4049500050	100 Pzas.

Características:

- Para electrocirugía Premium.
- Para corte y coagulación con electrodo estándar (70mm).
- Cuchilla desechable.
- Estéril, grado médico.