



SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO NEONATAL / PEDIÁTRICO

Todos los sistemas de succión cerrado PAHSCO cuentan con cánula termo sensible (se suaviza al ser introducida con el calor del cuerpo), envuelta en una camisa de polivinilo que no permite el contacto de las secreciones con el exterior listo para ser conectado al tubo endotraqueal.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
PAHT20030	Sistema de succión cerrado (NEONATAL) 5 FR para tubo endotraqueal 2.0 y 2.5	379 205 0050	20 Pzas.
PAHT20031	Sistema de succión cerrado (NEONATAL) 6 FR para tubo endotraqueal 3.0 y 3.5	379 205 0068	20 Pzas.
PAHT20032	Sistema de succión cerrado (PEDIÁTRICO) 8 FR para tubo endotraqueal 4.0 y 4.5	379 205 0076	20 Pzas.



■ Conectores en "L" con extremos giratorios para mayor comodidad del paciente.

SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO AVANZADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
PAHT20033	Sistema de succión cerrado avanzado (ADULTO) 10 FR para tubo endotraqueal 5.0 y 5.5	*	20 Pzas.
PAHT20034	Sistema de succión cerrado avanzado (ADULTO) 12 FR para tubo endotraqueal 6.0 y 6.5	*	20 Pzas.
PAHT20035	Sistema de succión cerrado avanzado (ADULTO) 14 FR para tubo endotraqueal 7.0 y 7.5	*	20 Pzas.
PAHT20036	Sistema de succión cerrado avanzado (ADULTO) 16 FR para tubo endotraqueal 8.0 y 8.5	*	20 Pzas.
PAHT20715	Sistema de succión cerrado avanzado (ADULTO) 18 FR para tubo endotraqueal 9.0 y 9.5	*	20 Pzas.



Calcomanías de los días de la semana para poder realizar los cambios del sistema oportunamente.