



Seguro con
doble gancho

KLIK CLAMP[®] PINZA UMBILICAL ESTÉRIL

Pinza umbilical con cierre protector que mantiene el sujetador sellado, cuenta con bisagras que atrapan el cordón umbilical entre las dos partes, diseño tipo sierra para eliminar el movimiento. Diseñada especialmente para sellar el cordón umbilical del recién nacido.

CÓDIGO

RSP655084

CAJA MASTER

100 pzas.

i

- Seguro y fácil de utilizar.
- Producto 100% libre de látex, estéril y desechable.
- Fabricada en material de polímero, no tóxico de grado médico.
- Cuenta con doble seguridad que permite escuchar 1 clic para indicar el cerrado correcto y además evitar que se abra accidentalmente.