

CÁNULA NASAL SILICONIZADA PARA OXÍGENO (24%-46% DE CONCENTRACIÓN DE O₂)

Está fabricada con un sistema "Acanalado" que asegura el flujo ininterrumpido de oxígeno al paciente. La línea Comfort Soft Plus® es elástica y siliconizada, está diseñada para uso a largo plazo ya que no provoca laceraciones en la parte superior de la oreja, además se ajusta anatómicamente a la cara y las puntas nasales no producen molestias.

CÓDIGO	USO	LONGITUD	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
WSM0152	PREMATURO / RECIÉN NACIDO O MENOR A 1400 gr.	2.1 m	379 171 1348	25 Pzas.
WSM0167	NEONATAL / RECIÉN NACIDO O MAYOR A 1400 gr.	2.1 m	379 744 0082	50 Pzas.
WSM0177	INFANTIL / 9 MESES A 3 AÑOS	2.1 m	060.888.0158	50 Pzas.
WSM0187	PEDIÁTRICA / MÁS DE 3 AÑOS	2.1 m	379 744 0090	50 Pzas.
WSM0556	ADULTO	2.1 m	060.167.5010/ 379.744.0074	50 Pzas.
WSM0566	ADULTO	4.2 m	*	50 Pzas.
WSM0589	ADULTO	7.6 m	*	50 Pzas.

TAMAÑO REAL

WSM0152



WSM0167



WSM0177



WSM0187



WSM0556



* **Criterio médico:**

El profesional de la salud podrá determinar el tamaño de la puntilla de acuerdo al peso y talla del paciente.



- Puntilla nasal suave.
- Tubería acanalada.
- Evita necrosis y laceraciones, ya que es fabricada de material siliconizado, que es suave al tacto.

Disponible con tubería en color verde y morado, la cual permite mayor visibilidad y evita posibles accidentes.

(Sobre pedido).



Morado



Verde

