

BOLSA PARA ANESTESIA
(BALÓN RESPIRATORIO)

Bolsa o balón respiratorio desechable, fabricado en neopreno de la línea Westmed, es 100% libre de látex, cuenta con un conector reforzado de 22 mm para evitar fugas, ideal en la antioclusión para anestesia de alta calidad.



CÓDIGO	CAPACIDAD (L)	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
WSM76205	1/2 L	Bolsa para anestesia (balón respiratorio) libre de látex	060.125.0319	30 Pzas.
WSM76201	1 L	Bolsa para anestesia (balón respiratorio) 1L, libre de látex	060.125.1010	30 Pzas.
WSM76202	2 L	Bolsa para anestesia (balón respiratorio) 2L, libre de látex	060.125.1036	30 Pzas.
WSM76203	3 L	Bolsa para anestesia (balón respiratorio) 3L, libre de látex	060.125.1051	30 Pzas.

▪ Libre de látex

