

# FICHA TÉCNICA

# Westmed

## CIRCUITO COAXIAL DE TRASLADO

### CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN

#### REFERENCIA

#### CÓDIGO

WSM9147

#### CARACTERÍSTICA

Válvula de exhalación de 72"  
(183 cms)

#### CAJA MASTER

15 Pzas.



#### MARCA

Westmed

#### CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Media

#### INDICACIONES DE USO

· Producto manejado por profesional calificado.

#### PRESENTACIÓN

Individual

#### MATERIAL DE ELABORACIÓN

· PVC grado médico

#### PRECAUCIONES

Mantengase en un lugar fresco y seco.

#### METODO DE ESTERILIZACIÓN

Material desechable un solo uso.

#### FECHA DE CADUCIDAD

5 años a partir de la fecha de fabricación.