



ASPIRACIÓN DE SECRECIONES A TRAVÉS DE SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PAHSCO


El sistema de succión cerrado de PAHSCO está diseñado para reducir enfermedades nosocomiales del tracto respiratorio y la tasa de mortalidad por neumonía.

VENTAJAS

- Permite la aspiración a pacientes intubados o con cánulas de traqueostomía las veces que sea necesario sin necesidad de desconectar de la ventilación mecánica y por lo tanto sin necesidad de interrupción de la administración de PEEP, FiO₂, etc.
- Reduce la posibilidad de hipoxia y alteraciones hemodinámicas inducidas por la aspiración.
- Reduce la pérdida de PEEP, FiO₂ y soporte ventilatorio durante la aspiración.
- Minimiza el riesgo de infecciones cruzadas entre el personal y el paciente durante el proceso de aspiración:
 1. Pacientes inmunodeprimidos.
 2. Casos de TBC (tuberculosis) activa.
 3. Infección por *Staphylococcus aureus* resistente meticilino (SARM).
 4. Legionelosis, etc.
- Reduce el tiempo invertido en el proceso de aspiración.
- La ventilación ininterrumpida reduce el estrés del paciente y del personal de enfermería.
- Disminuye la probabilidad de desarrollar neumonía nosocomial a pesar de la colonización.
- La sonda dura en el paciente hasta 48 horas.
- Se pueden realizar fibrobronoscopias a través de ella.
- Se pueden hacer lavados bronquiales.

VENTAJAS PARA EL INTENSIVISTA O ENFERMERA

1. Reduce el riesgo de contaminación.
2. Disminuye la exposición a secreciones infecciosas.
3. Minimiza los problemas relacionados con la desconexión del paciente del respirador.
4. Es más efectivo en función de costo - beneficio para pacientes que requieren un día o varios de ventilación mecánica.



SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
PAHT20717	Sistema de succión cerrado (ADULTO) 14 FR para cánula de traqueostomía	060.345.3168	20 Pzas.
PAHT20718	Sistema de succión cerrado (ADULTO) 16 FR para cánula de traqueostomía	060.345.3176	20 Pzas.