



PHARMA FREE

CAL CÁLCICA PHARMA FREE

La cal cálcica de Respifix Pharma Free grado médico, no contiene hidróxido de sodio ni hidróxido de potasio lo que disminuye su reacción con Sevoflurano y con desflurano, minimizando la formación de sustancias tóxicas con el compuesto A.

La Cal Cálcula Respifix Pharma Free está indicada para utilizarse en pacientes que frecuentemente se someten a procedimientos quirúrgicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RSP1011	Cal cálcica con indicador de color, Pharma Free garrafa con 4.5 kg
RSP1012	Cal cálcica con indicador de color, Pharma Free garrafa con 16 kg



- Menor espacio intragranular.
- Mayor absorción de CO₂.
- Embalaje sellado y cerrado herméticamente.
- Su forma semiesférica causa un mínimo desprendimiento de polvo.
- Cambio de color a violeta cuando se agota.