

SISTEMA CPAP DE BURBUJA NASAL PARA INFANTE

Cuenta con características únicas y tecnología de humidificación líder en el mundo. Buble CPAP ha sido desarrollado para brindar un sistema respiratorio seguro y efectivo.



CÓDIGO	MEDIDA	PESO	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
RSPCA63400	No. 00	Menos de 600 g	*	10 Pzas.
RSPCA63410	No. 0	De 600 a 700 g	060.820.0366/ 060.9990.136	10 Pzas.
RSPCA63411	No. 1	De 700 a 1,250 g	*/ 060.9990.137	10 Pzas.
RSPCA63412	No. 2	De 1,250 a 2,000 g	060.820.0374/ 060.9990.138	10 Pzas.
RSPCA63413	No. 3	De 2,000 a 3,000 g	060.820.0382/ 060.9990.139	10 Pzas.
RSPCA63414	No. 4	Más de 3,000 g	060.820.0390/ 060.9990.140	10 Pzas.
RSPCA63415	No. 5	De 1 a 2 años	*/ 060.9990.141	10 Pzas.



100% silicón que evita la irritación en el paciente

El Kit cuenta con:

- Línea de muestreo.
- Kit conector.
- Puntillas nasales.
- Tubería corrugada.
- Velcro para una sujeción segura.
- Empaque firme para un mejor transporte del producto.
- Gorro con sujetadores de silicón flexible para un ajuste seguro de la tubería.



- Ligero
- Silicón grado médico
- Fácil de usar