



## MASCARILLA PARA REUSABLE DE SILICÓN

Las mascarillas resusables de silicón Respifix son suaves e ideales para brindar un mejor sellado y comodidad al paciente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
RSPCP610001	Mascarilla para resucitador reusable neonatal de silicón, compatible con neopuff	#1	379.614.0709/ 254.107.0031	25 Pzas.
RSPCP610002	Mascarilla para resucitador reusable infantil de silicón, compatible con neopuff	#2	379.614.0642/ 254.107.0032	25 Pzas.
RSPCP610003	Mascarilla para resucitador reusable pediátrica de silicón, compatible con neopuff	#3	*/ 254.107.0033	25 Pzas.
RSPCP610004	Mascarilla para resucitador reusable adulto chico de silicón, compatible con neopuff	#4	*/ 254.107.0035	25 Pzas.
RSPCP610005	Mascarilla para resucitador reusable adulto mediano de silicón, compatible con neopuff	#5	*/ 254.107.0036	25 Pzas.
RSPCP610006	Mascarilla para resucitador reusable adulto grande de silicón, compatible con neopuff	#6	*/ 254.107.0037	25 Pzas.



- Esterilizar en autoclave a 134°C.
- Producto 100% libre de látex