



MASCARILLA PARA ANESTESIA FIX COMFORT CON VÁLVULA

La mascarilla fix comfort de Respifix ha sido diseñada para optimizar la aplicación de anestésicos; su capuchón suave y delgado brinda un mejor sellado evitando la fuga de gases.

- Código de color para diferenciar los tamaños fácilmente.
- Su diseño de plástico siliconizado permite un mejor agarre evitando que se resbale al ser manipulada por el profesional de la salud.
 - Su diseño transparente brinda excelente visibilidad.
 - Desechable. Libre de látex.
- Cumple con el estándar de puertos ISO 5356-1 (22-15 mm).

CÓDIGO	USO	TAMAÑO / COLOR	CAJA MASTER
RSPCP650010	Neonatal	No.1 / BLANCO	50 Pzas.
RSPCP650011	Infantil	No.2 / ROSA	50 Pzas.
RSPCP650012	Pediátrica	No.3 / AMARILLO	50 Pzas.
RSPCP650013	Adulto chico	No.4 / VERDE	50 Pzas.
RSPCP650014	Adulto mediano	No.5 / ROJO	50 Pzas.
RSPCP650015	Adulto grande	No.6 / AZUL	50 Pzas.
RSPCP650016	Adulto extra grande	No.7 / NARANJA	50 Pzas.

