



## CÁNULA DE GUEDEL (OROFARÍNGEA)

| CÓDIGO      | MEDIDA                  | CUADRO BÁSICO                 | CAJA MASTER |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| RSPCP656003 | Natural No. 000 (30 mm) | *                             | 50 Pzas.    |
| RSPCP656004 | Rosa No. 00 (40 mm)     | 060.167.3304/<br>379.171.1363 | 50 Pzas.    |
| RSPCP656005 | Azul No. 0 (50 mm)      | 060.167.0458                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656006 | Negra No. 1 (60 mm)     | 060.167.3312                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656007 | Blanca No. 2 (70 mm)    | 060.167.0466                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656008 | Verde No. 3 (80 mm)     | 060.167.3320                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656009 | Amarilla No. 4 (90 mm)  | 060.167.0482                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656010 | Roja No. 5 (100 mm)     | 060.167.3346                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656011 | Naranja No. 6 (110 mm)  | 060.167.0680                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656012 | Morada No. 7 (120 mm)   | *                             | 50 Pzas.    |



- Cánula de plástico curvo PVC FLEXIBLE con una pestaña reforzada en el extremo oral, de forma plana para asegurar que encaje perfectamente entre la lengua y el paladar duro.