

## CÁNULA DE GUEDEL (OROFARÍNGEA)



La cánula de Guedel (orofaríngea) es un dispositivo de material fabricado en PVC, que introducido en la boca del paciente, evita el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea y la consiguiente obstrucción de la misma.

| CÓDIGO   | MEDIDA                 | CUADRO BÁSICO | CAJA MASTER |
|----------|------------------------|---------------|-------------|
| WSM73551 | Azul No. 0 (50 mm)     | 060.167.0458  | 50 Pzas.    |
| WSM73561 | Negra No. 1 (60 mm)    | 060.167.3312  | 50 Pzas.    |
| WSM73571 | Blanca No. 2 (70 mm)   | 060.167.0466  | 50 Pzas.    |
| WSM73581 | Verde No. 3 (80 mm)    | 060.167.3320  | 50 Pzas.    |
| WSM73591 | Amarilla No. 4 (90 mm) | 060.167.0482  | 50 Pzas.    |
| WSM73601 | Roja No. 5 (100 mm)    | 060.167.3346  | 50 Pzas.    |



- Cánula de plástico rígida, curva, con una pestaña reforzada en el extremo oral, de forma plana para asegurar que encaje perfectamente entre la lengua y el paladar duro.
- Cuenta con codificación de colores.

## CÁNULA DE GUEDEL (OROFARÍNGEA)



| CÓDIGO      | MEDIDA                  | CUADRO BÁSICO                 | CAJA MASTER |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| RSPCP656003 | Natural No. 000 (30 mm) | *                             | 50 Pzas.    |
| RSPCP656004 | Rosa No. 00 (40 mm)     | 060.167.3304/<br>379.171.1363 | 50 Pzas.    |
| RSPCP656005 | Azul No. 0 (50 mm)      | 060.167.0458                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656006 | Negra No. 1 (60 mm)     | 060.167.3312                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656007 | Blanca No. 2 (70 mm)    | 060.167.0466                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656008 | Verde No. 3 (80 mm)     | 060.167.3320                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656009 | Amarilla No. 4 (90 mm)  | 060.167.0482                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656010 | Roja No. 5 (100 mm)     | 060.167.3346                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656011 | Naranja No. 6 (110 mm)  | 060.167.0680                  | 50 Pzas.    |
| RSPCP656012 | Morada No. 7 (120 mm)   | *                             | 50 Pzas.    |



- Cánula de plástico curvo PVC FLEXIBLE con una pestaña reforzada en el extremo oral, de forma plana para asegurar que encaje perfectamente entre la lengua y el paladar duro.