

## RESUCITADOR REUSABLE DE SILICÓN

El resucitador de silicón puede ser esterilizado en autoclave 134°C, 273°F, es semi-transparente y viene con una válvula de limitación de presión para la seguridad del paciente, brindando una ventilación efectiva. Además cuenta con una superficie porosa que asegura un agarre firme.

CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO
<b>RSPCP6631</b>	NEONATAL	Resucitador	060.110.SS03
RSPCP6631VP	NEONATAL	Resucitador con válvula PEEP	*
RSPCP6621	PEDIÁTRICO	Resucitador	060.110.SS02
RSPCP6621VP	PEDIÁTRICO	Resucitador con válvula PEEP	*
RSPCP6611	ADULTO	Resucitador	060.110.SS01
RSPCP6611VP	ADULTO	Resucitador con válvula PEEP	*



Con válvula PEEP

