

## ESTILETE PARA INTUBACIÓN BLANCO

- Fabricado de aluminio maleable con revestimiento de plástico grado médico (brinda la rigidez adecuada y facilidad de inserción).
- El revestimiento se extiende más allá de la extremidad para reducir el trauma.
- Ofrece la curva deseada para el tubo endotraqueal.
- Reduce la fricción.
- Permite una inserción y una retirada fácil.
- Con extremidades proximal y distal redondeadas.



CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MASTER
RSPEST6FR	6 FR	40 Pzas.
RSPEST10FR	10 FR	40 Pzas.
RSPEST14FR	14 FR	40 Pzas.

i

- Acabado suave
- Desechable
- Económico
- Estéril
- Libre de Látex