



MASCARILLA LARÍNGEA DE PVC DESECHABLE TIPO "UNIQUE"

La mascarilla laríngea de Respifix se puede utilizar tanto en anestesia como en situaciones de emergencia para el manejo de las vías aéreas. Provoca menos dolor y tos que un tubo endotraqueal, es mucho mas fácil de introducir y gracias a su balón resistente pero de pared fina, ayuda a proteger y prevenir el trauma causado por la presión excesiva al momento de la introducción.

CÓDIGO	MEDIDA	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
RSPFL10D	#1	379 614 4040	100 Pzas.
RSPFL15D	#1.5	*	100 Pzas.
RSPFL20D	#2	379 614 4057	100 Pzas.
RSPFL25D	#2.5	*	100 Pzas.
RSPFL30D	#3	060 700 0051 00 01	100 Pzas.
RSPFL40D	#4	379 614 4065	100 Pzas.
RSPFL50D	#5	379 614 4073	100 Pzas.