



## MASCARILLA PARA OXÍGENO CON BOLSA RESERVORIO, DE ALTA CONCENTRACIÓN CON VÁLVULA Y TUBERÍA

Logra una terapia efectiva para el tratamiento del paciente con una bolsa reservorio resistente y segura.

CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
RSPM02041	NEONATAL	Tubería de 2.1 m / 7"	*	50 Pzas.
RSPM02031	PEDIÁTRICO	Tubería de 2.1 m / 7"	379.614.0022	50 Pzas.
RSPM02011	ADULTO	Tubería de 2.1 m / 7"	*	50 Pzas.



- Fabricada en plástico grado médico.
- El "Wing Connector" es un adaptador de alta seguridad para tuberías de oxígeno patentado por respifix que permite conectar y desconectar de manera segura al dispositivo médico con el equipo de oxígeno correspondiente.