

TUBO ENDOTRAQUEAL

Respifix cuenta con una extensa gama de tubos endotraqueales, se pueden encontrar con y sin globo. Se ha prestado especial atención al diseño del balón para minimizar el trauma en la tráquea del paciente. Los tubos que cuentan con globo presentan una correlación entre el balón piloto y el balón del tubo para facilitar el control de la presión en el balón interno. Los tubos endotraqueales sin globo, cuentan en el extremo distal con un conector el cual ensambla firme y libre de fugas con los adaptadores o conectores de aparatos o equipos de ventilación universal.

TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO

CÓDIGO	MEDIDA	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
RSPTEG30	3.0 (12 FR)	060 167 5192 00 01	300 Pzas.
RSPTEG35	3.5 (14 FR)	060.166.0236	300 Pzas.
RSPTEG40	4.0 (16 FR)	379 903 3885	300 Pzas.
RSPTEG45	4.5 (18 FR)	379 903 3893	300 Pzas.
RSPTEG50	5.0 (20 FR)	060.168.1356	250 Pzas.
RSPTEG55	5.5 (22 FR)	060.168.2214	250 Pzas.
RSPTEG60	6.0 (24 FR)	060.168.2446	250 Pzas.
RSPTEG65	6.5 (26 FR)	060.168.2495	250 Pzas.
RSPTEG70	7.0 (28 FR)	060.168.2511	200 Pzas.
RSPTEG75	7.5 (30 FR)	060.168.2529	200 Pzas.
RSPTEG80	8.0 (32 FR)	060.168.2537	200 Pzas.
RSPTEG85	8.5 (34 FR)	060.168.2552	200 Pzas.
RSPTEG90	9.0 (36 FR)	060.168.2560	150 Pzas.
RSPTEG95	9.5 (38 FR)	060.168.2578	150 Pzas.
RSPTEG10	10.0 (40 FR)	060.168.2594	150 Pzas.



TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO

CÓDIGO	MEDIDA	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
RSPTSG20	2.0	060 167 8220 11 01	300 Pzas.
RSPTSG25	2.5	060 167 8238	300 Pzas.
RSPTSG30	3.0	060.166.0228 / 060 168 1455 12 01	300 Pzas.
RSPTSG35	3.5	060.166.0236 / 060 168 5340 12 01	300 Pzas.
RSPTSG40	4.0	060.166.0244 / 060 168 5365 12 01	300 Pzas.
RSPTSG45	4.5	060.166.0251 / 060 168 5381 12 01	300 Pzas.
RSPTSG50	5.0	060.166.0269 / 060 168 5399 12 01	300 Pzas.
RSPTSG55	5.5	060.166.0277 / 060 168 5407 12 01	300 Pzas.
RSPTSG60	6.0	060.166.0285 / 060 168 5431 12 01	300 Pzas.
RSPTSG65	6.5	060.166.0293 / 060 168 5456 12 01	300 Pzas.

