



CIRCUITO PARA VENTILADOR ADULTO

CÓDIGO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA MASTER
RSPVA421324	ADULTO	Circuito para ventilador con cable calefactor en las vías inspiratoria y expiratoria, línea de presión y cámara de humidificación. Compatible con F&P.	20 Pzas.
RSPVA421325	ADULTO	Circuito para ventilador, con cable calefactor en la vía inspiratoria, trampa de agua en la línea expiratoria, línea de presión y cámara de humidificación. Compatible con F&P.	20 Pzas.