



CÁNULA YANKAUER CON CONTROL

Las cánulas Yankauer de aspiración de fluidos para campo operatorio están compuestas de mango y tubo de aspiración suave con el suficiente grosor para garantizar la aspiración de los fluidos y evitar el riesgo de bloqueo.

i

Fabricada en PVC semi-rígido, atóxico y transparente con conexión, lo que permite una perfecta adaptación a los tubos de vacío o de aspiración. Tiene un orificio distal atraumático con dos aberturas laterales de 8 mm de diámetro cercanas de diámetro cercanas al orificio de aspiración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA MASTER
RSPYANK	Cánula yankauer con tubo de 3.0m, desechable, de PVC, empaque estéril	100 Pzas.