

PLACAS PARA ELECTROCIRUGÍA

Características:

- La espuma y los materiales de la tela no tejidos hacen la adherencia más cómoda.
- Diseño de contorno de forma de patente 8 apto para cualquier parte del cuerpo.
- El gel conductor de diseño de seguridad cubre el borde de la lámina de metal para hacer más seguro.
- La almohadilla del diseño del anillo equipotencial extiende la corriente eléctrica de manera más uniforme.
- Las placas con sistema REM están diseñadas para pegarse fácilmente en cualquier parte del cuerpo humano.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO
SGFGBS-DB1031NC	Placa para electrocirugía NEONATAL	*
SGFGBS-DB1041AC	Placa para electrocirugía con cable, ADULTO	060 724 0001 00 01