



TIENDA FACIAL CON CONECTOR SWIVEL 360°

Garantiza que el suministro de la mezcla de gases no se separe de la vía aérea superior del paciente.
Especial para terapia con aerosol de alta humedad.



- Diseño distintivo debajo de la barbilla, fabricada en vinilo transparente y suave para comodidad del paciente.
- Conector de 22 mm, giratorio de 360°, mejorando el movimiento ininterrumpido del paciente.



CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
WSM0355	ADULTO	Incluye solo la mascarilla (conector SWIVEL 360°)	*/ 379.614.0071	50 Pzas.
WSM0356	ADULTO	Con tubería corrugada de 1.80 m (conector SWIVEL 360°)	*	50 Pzas.