

**JERINGA PARA GASOMETRÍA CON HEPARINA™
PARA LÍNEA ARTERIAL**

Jeringa de gasometría con aguja de seguridad Luer-Lock™ de plástico estéril, precargada con heparina de litio liofilizada balanceada en spray para el panel completo de pruebas de cuidados críticos, por extracción por pre-calibrado.

Ventajas:

- Cuando la técnica se realiza correctamente tiene menos riesgo de variaciones en la medición de gases.
- Puede realizarse en una situación de emergencia.
- Requiere poco volumen de sangre.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
WSM310025	Jeringa para gasometría 1cc (1ml) sin aguja, 25u de heparina balanceada, pulset para línea arterial ADULTO / PEDIÁTRICO	080.560.0152	100 PZAS.
WSM3103	Jeringa para gasometría 1cc (1ml) con aguja de 23g x 1", 25U de Heparina balanceada, Pulset para sangre arterial ADULTO / PEDIÁTRICO	080.560.0145 03 01	100 PZAS.

**JERINGA PARA GASOMETRÍA CON HEPARINA™
SISTEMA PULSET**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
WSM310025	Jeringa para gasometría 1cc (1ml) sin aguja, 25u de heparina balanceada, pulset para línea arterial ADULTO / PEDIÁTRICO	080.560.0152	100 PZAS.
WSM3103	Jeringa para gasometría 1cc (1ml) con aguja de 23g x 1", 25U de Heparina balanceada, Pulset para sangre arterial ADULTO / PEDIÁTRICO	080.560.0145 03 01	100 PZAS.
WSM3105	Jeringa para gasometría 1cc (1ml) con aguja de 25g x 5/8", 25U de Heparina balanceada, Pulset para sangre arterial ADULTO / PEDIÁTRICO	*	100 PZAS.
WSM330025	Jeringa para gasometría 1cc (1ml) SIN AGUJA, 25U de Heparina balanceada, Pulset para línea arterial ADULTO / PEDIÁTRICO	*	100 PZAS.
WSM3303	Jeringa para gasometría 3cc (3ml) con aguja de 23g x 1", 25U de Heparina balanceada, Pulset para sangre arterial ADULTO	080.560.0145	100 PZAS.
WSM330395	Jeringa para gasometría 3cc (3ml) con aguja de 23g x 1", CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CRICKET 25U de Heparina balanceada, Pulset para sangre arterial ADULTO	080.560.0145	100 PZAS.