

Westmed

### CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA

Es un sistema estándar de anestesia en el cual la rama inspiratoria se encuentra dentro de la rama exhalatoria para ofrecer un diseño compacto. Producto libre de látex. Kit sobre pedido.



CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
WSM8122	PEDIÁTRICO	Circuito de anestesia coaxial 60" (152 cm) con puerto filtro y bolsa de 1L	379 200 1533	20 Pzas.
<b>WSM6653</b>	ADULTO	Circuito de anestesia coaxial 60" (152 cm) con puerto filtro y bolsa de 3L	060 820 0218 02 01	20 Pzas.
WSM6654	ADULTO	Circuito de anestesia coaxial 60" (152 cm) con puerto filtro y bolsa de 3L y mascarilla	*	20 Pzas.