

CÁNULA DE GUEDEL (OROFARÍNGEA)



La cánula de Guedel (orofaríngea) es un dispositivo de material fabricado en PVC, que introducido en la boca del paciente, evita el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea y la consiguiente obstrucción de la misma.

CÓDIGO	MEDIDA	CUADRO BÁSICO	CAJA MASTER
WSM73551	Azul No. 0 (50 mm)	060.167.0458	50 Pzas.
WSM73561	Negra No. 1 (60 mm)	060.167.3312	50 Pzas.
WSM73571	Blanca No. 2 (70 mm)	060.167.0466	50 Pzas.
WSM73581	Verde No. 3 (80 mm)	060.167.3320	50 Pzas.
WSM73591	Amarilla No. 4 (90 mm)	060.167.0482	50 Pzas.
WSM73601	Roja No. 5 (100 mm)	060.167.3346	50 Pzas.

i

- Cánula de plástico rígida, curva, con una pestaña reforzada en el extremo oral, de forma plana para asegurar que encaje perfectamente entre la lengua y el paladar duro.
- Cuenta con codificación de colores.